

# Ref.		CU008
Caso de Uso		Cerrar Sesión
Autor		Joan Rodríguez, Gerson Corredor, Kevin Aroca, Samuel Prieto
Fecha		18/06/2024
Versión		Versión 1
Actor/es		Administrador, Oftalmólogo, Cliente.
Tipo		Primario.
Descripción		Este caso de uso describe los pasos necesarios para que un actor cierre sesión en el sistema.
Referencias Cruzadas	C.U .	CU001
	R.F.	
Precondición		El actor debe haber iniciado sesión.
Secuencia Normal: <ol style="list-style-type: none"> 1. El actor selecciona la opción de cerrar sesión en el sistema. 2. El sistema solicita confirmación del cierre de sesión. 3. El actor confirma el cierre de sesión. 4. El sistema finaliza la sesión del actor. 5. El sistema redirige al actor a la pantalla de inicio y notifica el cierre de sesión. 		
Post-condición		La sesión del actor ha sido cerrada exitosamente.

Excepciones:

3.1 El actor cancela el cierre de sesión.

3.2 El sistema muestra un mensaje de error: “La sesión no se finalizó correctamente”

Frecuencia esperada	Frecuente varias veces por Día.
Prioridad	Alta.
Comentarios	Sin comentario.

